



## TARIFFARIO ANALISI

**LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)**

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

# LISTINO ANALISI



## TARIFFARIO ANALISI

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

| ANALISI<br>CODICE INTERNO  | PROVETTA   | MATERIALE<br>BIOLOGICO<br>PROVETTA  | TEMPO DI<br>REFERTAZIONE |
|--|--|---|--------------------------|
| <b>17 BETA ESTRADIOLO</b><br><b>6059</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO   | 1 GIORNO                 |
| <b>170H PROGESTERONE</b><br><b>6118</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO   | 1 GIORNO                 |
| <b>A.C.E. (Angiotensin Converting Enzyme)</b><br><b>6290</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO   | 5 GIORNI                 |
| <b>ACIDI BILIARI</b><br><b>326</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO   | 5 GIORNI                 |
| <b>ACIDI GRASSI A CATENA LUNGA</b><br>(INCLUSI ACIDO ARACHIDONICO E<br>EICOSAPENTAENOICO EPA)<br>248 | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO   | 5 GIORNI                 |
| <b>ACIDO LATTICO</b><br>(LATTATO)<br>316   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO   | 5 GIORNI                 |
| <b>ACIDO URICO</b><br><b>215</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO   | 1 GIORNO                 |
| <b>ACIDO VALPROICO</b><br><b>0042</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO   | 5 GIORNI                 |
| <b>ACTH CORTICOTROPINA</b><br><b>6125</b>  | TAPPO LAVANDA  | PLASMA EDTA<br>CONGELATO  | 5 GIORNI                 |
| <b>ADENOVIRUS (Anticorpi IgG)</b><br><b>1703</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO   | 5 GIORNI                 |
| <b>ADENOVIRUS (Ricerca antigenica)</b><br><b>712</b>   | CONTENITORE PER<br>RACCOLTA FECI                             | FECI  | 5 GIORNI                 |
| <b>ADH</b><br><b>177</b>   | TAPPO LAVANDA  | PLASMA EDTA<br>CONGELATO  | 5 GIORNI                 |
| <b>ADRENALINA E NORADRENALINA</b><br>(CATECOLAMINE)<br><b>0080</b>                                   | CONTENITORE URINE<br>24 ORE ACQUISTARE<br>PRESSO LE FARMACIE | URINE 24 H<br>ACIDIFICATE<br>(PRIMA DI INIZIARE<br>LA RACCOLTA<br>VERSARE CIRCA 4<br>CUCCHIAI DI<br>ACIDO MURIATICO<br>DEL COMMERCIO<br>PER OGNI LITRO<br>DI URINA) | 5 GIORNI                 |
| <b>ALBUMINA</b><br><b>714</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO   | 1 GIORNO                 |
| <b>ALDOLASI</b><br><b>317</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO   | 5 GIORNI                 |
| <b>ALDOSTERONE (clino)</b><br><b>611</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO   | 5 GIORNI                 |



## TARIFFARIO ANALISI

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

| <b>ANALISI<br/>CODICE INTERNO</b>  | <b>PROVETTA</b>  | <b>MATERIALE<br/>BIOLOGICO<br/>PROVETTA</b> | <b>TEMPO DI<br/>REFERTAZIONE</b> |
|--|--|---|----------------------------------|
| <b>ALDOSTERONE (orto)<br/>611</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>ALFA 1 ANTITRIPSINA<br/>5120</b>                                      | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>ALFA 1 GLICOPROTEINA<br/>165</b>                                      | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>ALFAFETOPROTEINA SIERICA<br/>6231</b>                                 | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 1 GIORNO                         |
| <b>AMILASI<br/>365</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 1 GIORNO                         |
| <b>AMILASI PANCREATICA<br/>363</b>                                       | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>AMILASI URINARIA<br/>363</b>  | CONTENITORE URINE<br>24 ORE ACQUISTARE<br>PRESSO LE FARMACIE | URINE 24 ORE                                | 1 GIORNO                         |
| <b>ANALISI DELL'EMOGLOBINA<br/>0544</b><br>A1<br>A2<br>Fetale<br>Anomale | TAPPO LAVANDA  | SANGUE INTERO<br>EDTA                       | 5 GIORNI                         |
| <b>ANDROSTENEDILO GLUCURONIDE<br/>6085</b>                               | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>ANTIAGING PROFILO<br/>6089</b>  | PROVETTA DEDICATA<br>DA CHIEDERE AL<br>LABORATORIO           |   | 5 GIORNI                         |
| <b>ANTICORPI ANTI ORMONE MULLERIANO<br/>0680</b>                         | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO CONGELATO                             | 5 GIORNI                         |
| <b>ANTIBIOGRAMMA<br/>909</b>   |  | PIASTRA SEMINATA                            | 5 GIORNI                         |
| <b>ANTITROMBINA III<br/>057</b>  | TAPPO AZZURRO  | PLASMA CITRATO                              | 5 GIORNI                         |
| <b>APOLIPOPROTEINA A 1<br/>244</b>                                       | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>APOLIPOPROTEINA B<br/>245</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>APTOGLOBINA<br/>514</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>AZOTEMIA<br/>193</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 1 GIORNO                         |
| <b>BENZODIAZEPINE<br/>70</b>   | PROVETTA<br>RACCOLTA URINA                                   | URINA DEL<br>MATTINO                        | 5 GIORNI                         |
| <b>BETA 2 MICROGLOBINA<br/>6576</b>                                      | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |



## TARIFFARIO ANALISI

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

| <b>ANALISI<br/>CODICE INTERNO</b>    | <b>PROVETTA</b>  | <b>MATERIALE<br/>BIOLOGICO<br/>PROVETTA</b> | <b>TEMPO DI<br/>REFERTAZIONE</b> |
|--------------------------------------|--|---|----------------------------------|
| <b>BETA HCG<br/>619</b>              | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 1 GIORNO                         |
| <b>BETA2-MICROGLOBULINA<br/>6578</b> | CONTENITORE URINE<br>24 ORE ACQUISTARE<br>PRESSO LE FARMACIE | URINA /24 ORE                               |                                  |
| <b>BICARBONATI<br/>452</b>           | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>BILIRUBINA DIRETTA<br/>281</b>    | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 1 GIORNO                         |
| <b>BILIRUBINA TOTALE<br/>276</b>     | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 1 GIORNO                         |
| <b>BNP<br/>0690</b>                  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>C1 INATTIVATORE<br/>1426</b>      | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>C1Q<br/>1424</b>                  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>C3<br/>1422</b>                   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>C3 ATTIVATORE<br/>1425</b>        | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>C4<br/>1423</b>                   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>C5<br/>1427</b>                   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>CA 125<br/>6312</b>               | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 1 GIORNI                         |
| <b>CA 15-3<br/>6311</b>              | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 1 GIORNI                         |
| <b>CA 19-9 (GICA)<br/>627</b>        | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 1 GIORNO                         |
| <b>CA 50<br/>6314</b>                | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>CA 72-4<br/>669</b>               | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>CALCIO<br/>435</b>                | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 1 GIORNO                         |
| <b>CALCIO URINARIO<br/>465</b>       | CONTENITORE URINE<br>24 ORE ACQUISTARE<br>PRESSO LE FARMACIE | URINE 24 ORE                                | 1 GIORNO                         |
| <b>CALCITONINA<br/>6126</b>          | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |



## TARIFFARIO ANALISI

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

| <b>ANALISI<br/>CODICE INTERNO</b>                              | <b>PROVETTA</b>             | <b>MATERIALE<br/>BIOLOGICO<br/>PROVETTA</b> | <b>TEMPO DI<br/>REFERTAZIONE</b> |
|--|-----------------------------|---|----------------------------------|
| <b>CALCOLO RENALE<br/>910</b>                                  |                             | CALCOLO                                     | 5 GIORNI                         |
| <b>CANNABINOIDI<br/>67</b>                                     | PROVETTA RACCOLTA<br>URINE  | URINE DEL<br>MATTINO                        | 5 GIORNI                         |
| <b>CARBAMAZEPINA (Tegretol)<br/>6015</b>                       | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA     | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>CARDIOLIPINA ANTICORPI<br/>043</b>                          | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA     | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>CARNITINA TOTALE E LIBERA<br/>019</b>                       | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA     | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>CDT- TRANSFERRINA CARBOIDRATO<br/>CARENTE<br/>4490</b>      | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA     | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>CEA<br/>625</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA     | SIERO                                       | 1 GIORNO                         |
| <b>CELLULE PARIETALI (Anticorpi APCA)<br/>6011</b>             | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA     | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>CENTROMERO (Anticorpi)<br/>3282</b>                         | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA     | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>CHLAMYDIA TRACHOMATIS<br/>(Anticorpi IgA)<br/>0420</b>      | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA     | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>CHLAMYDIA TRACHOMATIS<br/>(Anticorpi IgM)<br/>042</b>       | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA     | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>CHLAMYDIA TRACHOMATIS<br/>(Anticorpi IgG)<br/>041</b>       | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA     | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>CITOLOGICO URINE<br/>6512</b>                               | BARATTOLO<br>RACCOLTA URINE | URINE DEL<br>MATTINO                        | 8 GIORNI                         |
| <b>CITOMEGALOVIRUS (Anticorpi IgG)<br/>3280</b>                | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA     | SIERO                                       | 1 GIORNO                         |
| <b>CITOMEGALOVIRUS (Anticorpi IgM)<br/>3281</b>                | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA     | SIERO                                       | 1 GIORNO                         |
| <b>CITOPL. GRANUL. NEUTROFILI<br/>(Anticorpi ANCA)<br/>222</b> | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA     | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>CITURLLINA ANTICORPI<br/>2280</b>                           | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA     | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>CK<br/>324</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA     | SIERO                                       | 1 GIORNO                         |
| <b>CK MB<br/>325</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA     | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>CLORO<br/>450</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA     | SIERO                                       | 1 GIORNO                         |



## TARIFFARIO ANALISI

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

| ANALISI<br>CODICE INTERNO   | PROVETTA   | MATERIALE<br>BIOLOGICO<br>PROVETTA | TEMPO DI<br>REFERTAZIONE |
|---|--|------------------------------------|--------------------------|
| <b>COLORO URINARIO<br/>466</b>  | CONTENITORE URINE<br>24 ORE ACQUISTARE<br>PRESSO LE FARMACIE | URINE 24 ORE                       | 1 GIORNO                 |
| <b>CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOSSINA<br/>NELLE FECI<br/>835</b>               | CONTENITORE PER<br>RACCOLTA FECI                             | FECI                               | 1 GIORNO                 |
| <b>COCAINA<br/>68</b>   | CONTENITORE URINE  | URINE                              | 5 GIORNI                 |
| <b>COLESTEROLO<br/>240</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 1 GIORNO                 |
| <b>COLESTEROLO HDL<br/>242</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 1 GIORNO                 |
| <b>COLESTEROLO LDL<br/>246</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 1 GIORNO                 |
| <b>COLINESTERASI (Pseudocolinesterasi)<br/>351</b>                        | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 1 GIORNO                 |
| <b>COLINESTERASI ERITROCITARIA<br/>352</b>                                | TAPPO LAVANDA  | SANGUE INTERO<br>EDTA              | 5 GIORNI                 |
| <b>COOMBS DIRETTO<br/>010</b>   | TAPPO LAVANDA  | SANGUE INTERO<br>EDTA              | 5 GIORNI                 |
| <b>COOMBS INDIRETTO<br/>015</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 5 GIORNI                 |
| <b>COPROCOLTURA<br/>700</b>   | CONTENITORE PER<br>RACCOLTA FECI<br>STERILE                  | FECI                               | 4 GIORNI                 |
| <b>CORTISOLO MATTINO<br/>007</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 5 GIORNI                 |
| <b>CORTISOLO URINARIO<br/>6094</b>  | CONTENITORE URINE<br>24 ORE ACQUISTARE<br>PRESSO LE FARMACIE | URINE 24 ORE                       | 5 GIORNI                 |
| <b>CORTISOLO PROTEINE DI LEGAME<br/>6095</b>                              | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 5 GIORNI                 |
| <b>CREATININA<br/>200</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 1 GIORNO                 |
| <b>CREATININA CLEARANCE<br/>560</b>                                       | CONTENITORE URINE<br>24 ORE ACQUISTARE<br>PRESSO LE FARMACIE | URINE 24 ORE                       | 1 GIORNO                 |
| <b>CTX Telo peptide c<br/>6127</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 5 GIORNI                 |
| <b>CURVA GLICEMICA<br/>489</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 1 GIORNO                 |
| Basale<br>30 minuti<br>60 minuti<br>90 minuti<br>120 minuti<br>150 minuti |  |                                    |                          |



## TARIFFARIO ANALISI

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

| ANALISI<br>CODICE INTERNO   | PROVETTA   | MATERIALE<br>BIOLOGICO<br>PROVETTA | TEMPO DI<br>REFERTAZIONE |
|---|--|------------------------------------|--------------------------|
| <b>CYFRA 21<br/>0046</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 5 GIORNI                 |
| <b>D-DIMERO<br/>065</b>   | TAPPO LAVANDA  | SANGUE INTERO<br>EDTA              | 5 GIORNI                 |
| <b>DELTA 4 ANDROSTENADIONE<br/>6123</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 5 GIORNI                 |
| <b>DHEA<br/>6063</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 5 GIORNI                 |
| <b>DHEA-S<br/>6062</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 3 GIORNI                 |
| <b>DIFENILIDANTOINA (Dintoina)<br/>037</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 5 GIORNI                 |
| <b>DIGOSSINA<br/>002</b>  | TAPPO LAVANDA  | PLASMA EDTA                        | 1 GIORNO                 |
| <b>DIIDROTESTOSTERONE (DHT)<br/>6102</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 5 GIORNI                 |
| <b>DNA NATIVO (Anticorpi)<br/>5832</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 5 GIORNI                 |
| <b>DNA NATIVO (IFI)</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 5 GIORNI                 |
| <b>DOPAMINA<br/>034</b>   | TAPPO LAVANDA  | PLASMA EDTA<br>CONGELATO           | 5 GIORNI                 |
| <b>ECSTASY<br/>71</b>   | PROVETTA<br>RACCOLTA URINA                                   | URINA DEL<br>MATTINO               | 5 GIORNI                 |
| <b>ELETTROFORESI PROTEINE URINARIE<br/>400</b>  | CONTENITORE URINE<br>24 ORE ACQUISTARE<br>PRESSO LE FARMACIE | URINE 24 ORE                       | 4 GIORNI                 |
| <b>ELETTROFORESI PROTEINE<br/>399</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 1 GIORNO                 |
| <b>EMOCROMO COMPLETO<br/>0880</b>   | TAPPO LAVANDA  | SANGUE INTERO<br>EDTA              | 1 GIORNO                 |
| <b>EMOGLOBINA GLICOSILATA<br/>1830</b>  | TAPPO LAVANDA  | SANGUE INTERO<br>EDTA              | 1 GIORNO                 |
| <b>ENA PROFILO<br/>112</b><br>(Anticorpi contro 6 antigeni)<br>Antigene SSA<br>Antigene SSB<br>Antigene Sm<br>Antigene Sm/RNP<br>Antigene SCL/70<br>Antigene JO 1 | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 1 GIORNO                 |
| <b>ENA SCREENING (Anticorpi)<br/>5822</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 1 GIORNO                 |



## TARIFFARIO ANALISI

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

| <b>ANALISI<br/>CODICE INTERNO</b>                                  | <b>PROVETTA</b>                                    | <b>MATERIALE<br/>BIOLOGICO<br/>PROVETTA</b> | <b>TEMPO DI<br/>REFERTAZIONE</b> |
|--|--|---|----------------------------------|
| <b>ENDOMISIO (AnticorpI IGA)<br/>1702</b>                          | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                            | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>EPSTEIN BARR EBNA IgG<br/>(Anticorpi nucleari IgG)<br/>1704</b> | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                            | SIERO                                       | 1 GIORNO                         |
| <b>EPSTEIN BARR VCA IgM<br/>(Anticorpi capsidici IgM)<br/>1705</b> | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                            | SIERO                                       | 1 GIORNO                         |
| <b>ESPETTORATO<br/>825</b>   | CONTENITORE<br>UROCOLTURA STERILE                  | ESPETTORATO                                 | 5 GIORNI                         |
| <b>ESTRONE<br/>6060</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                            | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>FECI (ESAME CHIMICO FISICO)<br/>670</b>                         | CONTENITORE PER<br>RACCOLTA FECI                   | FECI  | 2 GIORNI                         |
| <b>FECI SANGUE OCCULTO<br/>680</b>                                 | CONTENITORE PER<br>RACCOLTA FECI                   | FECI  | 1 GIORNO                         |
| <b>FERRITINA<br/>132</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                            | SIERO                                       | 1 GIORNO                         |
| <b>FIBRINOGENO<br/>070</b>   | TAPPO AZZURRO                                      | PLASMA CITRATO                              | 1 GIORNO                         |
| <b>FIBROMAX<br/>0632</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                            | SIERO                                       | 8 GIORNI                         |
| <b>FOLATI<br/>1390</b>   | TAPPO LAVANDA                                      |   | 5 GIORNI                         |
| <b>FOSFATASI ALCALINA<br/>338</b>                                  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                            | SIERO                                       | 1 GIORNO                         |
| <b>FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMI OSSEA<br/>3380</b>                 | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                            | SIERO                                       | 5 GIORNO                         |
| <b>FOSFORO INORGANICO<br/>440</b>                                  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                            | SIERO                                       | 1 GIORNO                         |
| <b>FOSFATASI ACIDA TOTALE<br/>3391</b>                             | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                            | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>FOSFATASI PROSTATICA (PAP)<br/>339</b>                          | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                            | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>FOSFOLIPIDI<br/>241</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                            | SIERO                                       | 10 GIORNI                        |
| <b>FRUTTOSIO<br/>1028</b>  | PROVETTA DEDICATA<br>DA CHIEDERE AL<br>LABORATORIO | PLASMA FLUORO<br>OSSALATO<br>CONGELATO      | 5 GIORNI                         |
| <b>FRAZIONE C1Q DEL COMPLEMENTO<br/>1424</b>                       | TAPPO AZZURRO                                      | PLASMA CITRATO                              | 5 GIORNI                         |
| <b>FSH<br/>6052</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                            | SIERO                                       | 1 GIORNO                         |





## TARIFFARIO ANALISI

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

| ANALISI<br>CODICE INTERNO  | PROVETTA                | MATERIALE<br>BIOLOGICO<br>PROVETTA | TEMPO DI<br>REFERTAZIONE |
|--|-------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| <b>G-6-PDH ERITROCITARIA</b><br><b>179</b>   | TAPPO LAVANDA           | SANGUE INTERO<br>EDTA              | 5 GIORNI                 |
| <b>GASTRINA</b><br><b>295</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA | SIERO                              | 5 GIORNI                 |
| <b>GASTROPANEL</b><br><b>6079</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA | SIERO                              | 5 GIORNI                 |
| <b>GGT</b><br><b>313</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA | SIERO                              | 1 GIORNO                 |
| <b>GLiADINA (Anticorpi IgA)</b><br><b>586</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA | SIERO                              | 5 GIORNI                 |
| <b>GLiADINA (Anticorpi IgG)</b><br><b>585</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA | SIERO                              | 5 GIORNI                 |
| <b>GLICEMIA</b><br><b>178</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA | SIERO                              | 1 GIORNO                 |
| <b>GLICEMIA DOPO CARICO</b><br><b>489</b><br>(Dopo 1 h dall' assunzione di 50 g di glucosio) | TAPPO LAVANDA           | PLASMA EDTA                        | 1 GIORNO                 |
| <b>GLICEMIA POST-PRANDIALE</b><br><b>1802</b><br>(Dopo 2h dal pasto)                         | TAPPO LAVANDA           | PLASMA EDTA                        | 1 GIORNO                 |
| <b>GLUCAGONE</b><br><b>6066</b>  | TAPPO LAVANDA           | PLASMA EDTA<br>CONGELATO           | 5 GIORNI                 |
| <b>GOT</b><br><b>291</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA | SIERO                              | 1 GIORNO                 |
| <b>GPT</b><br><b>294</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA | SIERO                              | 1 GIORNO                 |
| <b>GRUPPO SANGUIGNO</b><br><b>005</b>  | TAPPO LAVANDA           | SANGUE INTERO<br>EDTA              | 1 GIORNO                 |
| <b>HAV – IgG</b><br><b>33420</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA | SIERO                              | 1 GIORNO                 |
| <b>HAV – IgM</b><br><b>3342</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA | SIERO                              | 1 GIORNO                 |
| <b>HbcAb</b><br><b>332</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA | SIERO                              | 1 GIORNO                 |
| <b>HbeAb</b><br><b>334</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA | SIERO                              | 1 GIORNO                 |
| <b>HbeAg</b><br><b>333</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA | SIERO                              | 1 GIORNO                 |
| <b>HbsAb</b><br><b>3311</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA | SIERO                              | 1 GIORNO                 |
| <b>HbsAg</b><br><b>330</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA | SIERO                              | 1 GIORNO                 |
| <b>HCV ELISA</b><br><b>3341</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA | SIERO                              | 1 GIORNO                 |



## TARIFFARIO ANALISI

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

| ANALISI<br>CODICE INTERNO   | PROVETTA   | MATERIALE<br>BIOLOGICO<br>PROVETTA | TEMPO DI<br>REFERTAZIONE |
|---|--|------------------------------------|--------------------------|
| <b>HELICOBACTER PYLORI (Anticorpi IgG)<br/>2921</b>                     | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 1 GIORNO                 |
| <b>HELICOBACTER PYLORI NELLE FECI<br/>(Ricerca antigenica)<br/>6820</b> | CONTENITORE PER<br>RACCOLTA FECI                             | FECI                               | 1 GIORNO                 |
| <b>HERPES 1 (Anticorpi IgG)<br/>22920</b>                               | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 5 GIORNI                 |
| <b>HERPES 1-2 (Anticorpi IgM)<br/>22922</b>                             | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 5 GIORNI                 |
| <b>HGH (Ormone Somatotropo)<br/>ORMONE CRESCITA<br/>612</b>             | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 5 GIORNI                 |
| <b>HIV 1-2 (Anticorpi)<br/>329</b>                                      | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 1 GIORNO                 |
| <b>HTLV I/II SCREENING<br/>3290</b>                                     | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 5 GIORNI                 |
| <b>IgE TOTALI (PRIST)<br/>423</b>                                       | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 1 GIORNO                 |
| <b>IMMUNOFISSAZIONE<br/>3322</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 4 GIORNI                 |
| <b>IMMUNOGLOBULINE<br/>CATENE KAPPA E LAMBDA<br/>650</b>                | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 5 GIORNI                 |
| <b>IMMUNOGLOBULINE IgA<br/>4150</b>                                     | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 1 GIORNO                 |
| <b>IMMUNOGLOBULINE IgG<br/>4100</b>                                     | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 1 GIORNO                 |
| <b>IMMUNOGLOBULINE IgM<br/>4200</b>                                     | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 1 GIORNO                 |
| <b>INIBINA B<br/>068</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 5 GIORNI                 |
| <b>INDICE DI SALUTE PROSTATICA PHI</b>                                  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 5 GIORNI                 |
| <b>INSULINA<br/>181</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 5 GIORNI                 |
| <b>INTOLLERANZE ALIMENTARI 60<br/>ALIMENTI</b>                          | TAPPO LAVANDA  | SANGUE INTERO                      | 15 GIORNI                |
| <b>INTOLLERANZE ALIMENTARI 120<br/>ALIMENTI</b>                         | TAPPO LAVANDA  | SANGUE INTERO                      | 15 GIORNI                |
| <b>IODIO URINARIO<br/>821</b>   | CONTENITORE URINE<br>24 ORE ACQUISTARE<br>PRESSO LE FARMACIE | URINA 24 ORE                       | 5 GIORNI                 |
| <b>ISTAMINA<br/>421</b>   | TAPPO LAVANDA  | PLASMA EDTA<br>CONGELATO           | 5 GIORNI                 |

**TARIFFARIO ANALISI**

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

| <b>ANALISI<br/>CODICE INTERNO</b>  | <b>PROVETTA</b>  | <b>MATERIALE<br/>BIOLOGICO<br/>PROVETTA</b>  | <b>TEMPO DI<br/>REFERTAZIONE</b> |
|--|--|--|----------------------------------|
| <b>LDH<br/>314</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO  | 1 GIORNO                         |
| <b>LH<br/>6042</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO  | 1 GIORNO                         |
| <b>LIPASI<br/>359</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO  | 1 GIORNO                         |
| <b>LIPOPROTEINA a<br/>247</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO  | 5 GIORNI                         |
| <b>LIQUIDO SEMINALE<br/>(Esame chimico-fisico)<br/>925</b><br>Aspetto<br>Quantita'<br>Morfologia<br>Mobilita'<br>Zone agglutinazione<br>Leucociti<br>Cellule germinali | PROVETTA URINE   | LIQUIDO SEMINALE   | 2 GIORNI                         |
| <b>LITIO<br/>446</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO  | 5 GIORNI                         |
| <b>MAGNESIO<br/>445</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO  | 1 GIORNO                         |
| <b>MAGNESIO URINARIO<br/>455</b>   | CONTENITORE URINE<br>24 ORE ACQUISTARE<br>PRESSO LE FARMACIE | URINE 24 ORE   | 1 GIORNO                         |
| <b>MAR TEST<br/>927</b>  | PROVETTA URINE   | LIQUIDO SEMINALE   | 5 GIORNI                         |
| <b>MICETI IN CAMPIONI BIOLOGICI<br/>DIVERSI<br/>834</b>  |  | TAMPONI<br>URETRALI,<br>VAGINALI,<br>FARINGEI LIQUIDO<br>SEMINALE                            | 5 GIORNI                         |
| <b>MICOPLASMI UROGENITALI<br/>817</b><br>(Ricerca antigenica Micoplasma Hominis e<br>Ureaplasma urealiticum)   | PROVETTA DEDICATA<br>CHIEDERE AL<br>LABORATORIO              | LIQUIDO SEMINALE<br>,TAMPONI<br>VAGINALI<br>URETRALI<br>Terreno<br>Di trasporto<br>specifico | 5 GIORNI                         |
| <b>MICROALBUMINURIA<br/>657</b>  | PROVETTA RACCOLTA<br>URINE                                   | URINA DEL<br>MATTINO   | 5 GIORNI                         |
| <b>MICROSOMA (Anticorpi LKM)<br/>5831</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO  | 5 GIORNI                         |
| <b>MIOGLOBINA<br/>447</b>  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO  | 5 GIORNI                         |
| <b>MITOCONDRI (Anticorpi AMA)<br/>2285</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO  | 5 GIORNI                         |



## TARIFFARIO ANALISI

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

| <b>ANALISI<br/>CODICE INTERNO</b>               | <b>PROVETTA</b>  | <b>MATERIALE<br/>BIOLOGICO<br/>PROVETTA</b> | <b>TEMPO DI<br/>REFERTAZIONE</b> |
|---|--|---|----------------------------------|
| <b>MORBILLO (Anticorpi IgG)<br/>026</b>         | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>MORBILLO (Anticorpi IgM)<br/>027</b>         | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>MUSCOLO LISCIO (Anticorpi ASMA)<br/>5830</b> | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>NSE<br/>6307</b>                             | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>NUCLEO (Anticorpi ANA o FAN)<br/>581</b>     | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 2 GIORNI                         |
| <b>OMOCISTEINA<br/>00400</b>                    | TAPPO AZZURRO  | PLASMA CITRATO                              | 5 GIORNI                         |
| <b>OPPIACEI<br/>69</b>                          | PROVETTA RACCOLTA<br>URINE                                   | URINA DEL<br>MATTINO                        | 5 GIORNI                         |
| <b>PARASSITI INTESTINALI<br/>675</b>            | CONTENITORE PER<br>RACCOLTA FECI                             | FECI  | 5 GIORNI                         |
| <b>PAROTITE (Anticorpi IgG)<br/>020</b>         | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>PAROTITE (Anticorpi IgM)<br/>0200</b>        | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>PARVOVIRUS B19 (Anticorpi IgG)<br/>024</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>PARVOVIRUS B19 (Anticorpi IgM)<br/>025</b>   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>PEPTIDE C<br/>1831</b>                       | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>PERTOSSE (Anticorpi IgG)<br/>021</b>         | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>PERTOSSE (Anticorpi IgM)<br/>022</b>         | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>PHENOBARBITAL (Gardenale)<br/>036</b>        | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>POTASSIO<br/>430</b>                         | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 1 GIORNO                         |
| <b>POTASSIO URINARIO<br/>461</b>                | CONTENITORE URINE<br>24 ORE ACQUISTARE<br>PRESSO LE FARMACIE | URINE 24 ORE                                | 1 GIORNO                         |
| <b>PROGESTERONE<br/>607</b>                     | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 1 GIORNO                         |
| <b>PROINSULINA<br/>6067</b>                     | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>PROLATTINA<br/>6081</b>                      | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                                       | 1 GIORNO                         |



## TARIFFARIO ANALISI

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

| ANALISI<br>CODICE INTERNO                               | PROVETTA   | MATERIALE<br>BIOLOGICO<br>PROVETTA | TEMPO DI<br>REFERTAZIONE |
|---|--|------------------------------------|--------------------------|
| <b>PROTEINA C REATTIVA</b><br>1590                      | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 1 GIORNO                 |
| <b>PROTEINA C</b><br>0630                               | TAPPO AZZURRO  | PLASMA CITRATO                     | 5 GIORNI                 |
| <b>PROTEINA S</b><br>0631                               | TAPPO AZZURRO  | PLASMA CITRATO                     | 5 GIORNI                 |
| <b>PROTEINE TOTALI</b><br>211                           | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 1 GIORNO                 |
| <b>PROTEINURIA</b><br>404                               | CONTENITORE URINE<br>24 ORE ACQUISTARE<br>PRESSO LE FARMACIE | URINE /24 ORE                      | 1 GIORNO                 |
| <b>PSA</b><br>6301                                      | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 1 GIORNO                 |
| <b>PSA FREE</b><br>6302                                 | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 1 GIORNO                 |
| <b>PTH (Paratormone)</b><br>6124                        | TAPPO LAVANDA  | PLASMA EDTA<br>CONGELATO           | 5 GIORNI                 |
| <b>QUANTIFERON TB</b><br>0038                           | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 5 GIORNI                 |
| <b>RA Test</b><br>1581                                  | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 1 GIORNO                 |
| <b>RAME</b><br>448                                      | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 5 GIORNI                 |
| <b>RECETTORI DELL'ACETICOLINA<br/>ANTICORPI</b><br>0044 | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 5 GIORNI                 |
| <b>RECETTORI TSH (Anticorpi)</b><br>2284                | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 5 GIORNI                 |
| <b>RETICOLOCITI (Ricerca)</b><br>110                    | TAPPO LAVANDA  | SANGUE INTERO<br>EDTA              | 1 GIORNO                 |
| <b>RICERCA CANDIDA NELLE FECI</b><br>709                | CONTENITORE PER<br>RACCOLTA FECI<br>STERILE                  | FECI                               | 1 GIORNO                 |
| <b>ROSOLIA (Anticorpi IgG)</b><br>017                   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 1 GIORNO                 |
| <b>ROSOLIA (Anticorpi IgM)</b><br>018                   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 1 GIORNO                 |
| <b>ROTAVIRUS (Ricerca antigenica)</b><br>711            | CONTENITORE PER<br>RACCOLTA FECI                             | FECI                               | 5 GIORNI                 |
| <b>SCOTCH - TEST (Ricerca ossiuri)</b><br>685           | VETRINO E NASTRO<br>ADESIVO<br>TRASPARENTE                   | FECI                               | 1 GIORNO                 |
| <b>SEROTONINA</b><br>4542                               | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 5 GIORNI                 |
| <b>SHBG</b><br>6064                                     | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO                              | 5 GIORNI                 |

**TARIFFARIO ANALISI**

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

| <b>ANALISI<br/>CODICE INTERNO</b>              | <b>PROVETTA</b>  | <b>MATERIALE<br/>BIOLOGICO<br/>PROVETTA</b>   | <b>TEMPO DI<br/>REFERTAZIONE</b> |
|--|--|---|----------------------------------|
| <b>SIDEREMIA<br/>126</b>                       | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO   | 1 GIORNO                         |
| <b>SODIO<br/>425</b>                           | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO   | 1 GIORNO                         |
| <b>SODIO URINARIO<br/>471</b>                  | CONTENITORE URINE<br>24 ORE ACQUISTARE<br>PRESSO LE FARMACIE | URINE 24 ORE  | 1 GIORNO                         |
| <b>SOMATOMEDINA C<br/>6120</b>                 | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO   | 5 GIORNI                         |
| <b>SPERMIOCOLTURA<br/>765</b>                  | CONTENITORE PER LA LIQUIDO SEMINALE<br>RACCOLTA URINA        |   | 4 GIORNI                         |
| <b>STREPTOCOCCO BETA EMOLITICO<br/>826</b>     |  | TAMPONE<br>FARINGEO   | 1 GIORNO                         |
| <b>T.P.A.<br/>6305</b>                         | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO   | 5 GIORNI                         |
| <b>TAMPONI CAVO ORO-FARINGEO<br/>829</b>       |  | TAMPONE NASALE<br>TAMPONE<br>FARINGEO   | 4 GIORNI                         |
| <b>TETANO (Anticorpi)<br/>477</b>              | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO   | 10 GIORNI                        |
| <b>TAMPONI UROGENITALI<br/>815<br/>820</b>     |  | TAMPONE<br>VAGINALE<br>TAMPONE<br>URETRALE<br>TAMPONE VULVARE<br>TAMPONE<br>CERVICALE | 4 GIORNI                         |
| <b>TAMPONI VARI<br/>832<br/>831</b>            |  | TAMPONE FERITA<br>OCULARE<br>AURICOLARE   | 4 GIORNI                         |
| <b>TAS<br/>1451</b>                            | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO   | 1 GIORNO                         |
| <b>TEMPO DI PROTROMBINA P.T. (INR)<br/>063</b> | TAPPO AZZURRO  | PLASMA CITRATO  | 1 GIORNO                         |
| <b>TEMPO DI TROMBOPLASTINA P.T.T.<br/>064</b>  | TAPPO AZZURRO  | PLASMA CITRATO  | 1 GIORNO                         |
| <b>TEOFILLINA<br/>0034</b>                     | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO   | 4 GIORNI                         |
| <b>TEST DI GRAVIDANZA<br/>600</b>              | PROVETTA RACCOLTA<br>URINE                                   | URINE DEL<br>MATTINO  | 1 GIORNO                         |
| <b>TESTOSTERONE LIBERO<br/>6101</b>            | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO   | 2 GIORNI                         |
| <b>TESTOSTERONE<br/>6100</b>                   | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO   | 1 GIORNO                         |
| <b>TIREOGLOBULINA<br/>2279</b>                 | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                                      | SIERO   | 5 GIORNO                         |



## TARIFFARIO ANALISI

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

| ANALISI<br>CODICE INTERNO                               | PROVETTA   | MATERIALE<br>BIOLOGICO<br>PROVETTA             | TEMPO DI<br>REFERTAZIONE |
|---|--|--|--------------------------|
| <b>TIREOGLOBULINA (Anticorpi)</b><br>2278               | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA  | SIERO  | 1 GIORNO                 |
| <b>TIREOPEROSSIDASI (Anticorpi)</b><br>2276             | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA  | SIERO  | 1 GIORNO                 |
| <b>TIROXINA LIBERA (FT4)</b><br>2270                    | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA  | SIERO  | 1 GIORNO                 |
| <b>TOXOPLASMA GONDII (Anticorpi IgG)</b><br>6263        | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA  | SIERO  | 1 GIORNO                 |
| <b>TOXOPLASMA GONDII (Anticorpi IgM)</b><br>6264        | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA  | SIERO  | 1 GIORNO                 |
| <b>TPHA</b><br>548                                      | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA  | SIERO  | 1 GIORNO                 |
| <b>TRANSFERRINA</b><br>1290                             | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA  | SIERO  | 1 GIORNO                 |
| <b>TRANSGLUTAMINASI IgA</b><br>6072                     | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA  | SIERO  | 5 GIORNI                 |
| <b>TRANSGLUTAMINASI IgG</b><br>60720                    | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA  | SIERO  | 5 GIORNI                 |
| <b>TREPONEMA IgG</b><br>544                             | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA  | SIERO  | 5 GIORNI                 |
| <b>TREPONEMA IgM</b><br>545                             | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA  | SIERO  | 5 GIORNI                 |
| <b>TRIGLICERIDI</b><br>235                              | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA  | SIERO  | 1 GIORNO                 |
| <b>TRIIODOTIRONINA LIBERA (FT3)</b><br>2261             | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA  | SIERO  | 1 GIORNO                 |
| <b>TSH 3" GENERAZIONE</b><br>2283                       | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA  | SIERO  | 1 GIORNO                 |
| <b>URINE COMPLETO</b><br>(Esame chimico-fisico)<br>6511 | PROVETTA RACCOLTA<br>URINE   | URINE DEL<br>MATTINO                           | 1 GIORNO                 |
| <b>UROCOLTURA</b><br>704                                | CONTENITORE<br>STERILE PER LA<br>RACCOLTA<br>DELL'URINA<br>ACQUISTARE PRESSO<br>FARMACIE | URINE DEL<br>MATTINO<br>CONTENITORE<br>STERILE | 4 GIORNI                 |
| <b>VARICELLA (Anticorpi IgG)</b><br>6265                | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA  | SIERO  | 5 GIORNI                 |
| <b>VARICELLA (Anticorpi IgM)</b><br>6266                | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA  | SIERO  | 5 GIORNI                 |
| <b>VDRL</b><br>546                                      | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA  | SIERO  | 1 GIORNO                 |



## TARIFFARIO ANALISI

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

| <b>ANALISI<br/>CODICE INTERNO</b>  | <b>PROVETTA</b>                                    | <b>MATERIALE<br/>BIOLOGICO<br/>PROVETTA</b> | <b>TEMPO DI<br/>REFERTAZIONE</b> |
|------------------------------------|--|---|----------------------------------|
| <b>VES dopo 1 ora<br/>139</b>      | TAPPO NERO   | SANGUE INTERO<br>CITRATO                    | 1 GIORNO                         |
| <b>VITAMINA A<br/>453</b>          | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                            | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>VITAMINA B12<br/>1391</b>       | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                            | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>VITAMINA B6<br/>456</b>         | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                            | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>VITAMINA D (25 OH)<br/>4510</b> | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                            | SIERO                                       | 5 GIORNI                         |
| <b>WIDAL WRIGHT<br/>542</b>        | TAPPO ROSSO<br>CILIEGIA                            | SIERO                                       | 4 GIORNI                         |
| <b>ZONA TEST<br/>6091</b>          | PROVETTA DEDICATA<br>DA CHIEDERE AL<br>LABORATORIO |   | 4 GIORNI                         |

**NB. I COLORI DEI TAPPI DELLE PROVETTE INDICATI SONO RIFERITI A UTILIZZATORI  
PROVETTE BD. PER CHI UTILIZZASSE PROVETTE NON BD ATTENERSI A QUANTO INDICATO  
NELLA COLONNA MATERIALI BIOLOGICI**





## TARIFFARIO ANALISI

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità






## SCHEMA PROVETTE

VERSIONE 1.0  
DEL: 15.02.2010

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

Firma:

| COLORE DEL TAPPO   | VOLUME | MATERIALE BIOLOGICO                   | ESAMI DA ESEGUIRE  |
|--|--------|---------------------------------------|--|
| <br>TAPPO LAVANDA  | 2 ml   | PLASMA EDTA<br><br>SANGUE INTERO EDTA | <b>EMOCROMO,<br/>GRUPPO SANGUIGNO</b><br><br><b>EMOGLOBINA GLICATA</b><br><br><b>PTH</b><br><br><b>Prelevare tre provette distinte</b> |
| <br>TAPPO AZZURRO | 2.7ml  | PLASMA CITRATO                        | <b>COAGULAZIONE</b><br>(PT,INR,PTT,FRIBRINOGENO,<br>ANTITROBINA III)   |
| <br>TAPPO NERO    | 1.8 ml | PLASMA CITRATO                        | <b>V.E.S.</b><br>(Velocità di eritrosedimentazione)  |





## TARIFFARIO ANALISI

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

### ISTRUZIONI PER IL PAZIENTE

#### URINOCOLTURA

Cognome e Nome \_\_\_\_\_

Ora raccolta urine \_\_\_\_\_

Data \_\_\_\_\_

Eventuali precedenti \_\_\_\_\_

Terapia antibiotica SI  NO

#### ISTRUZIONI

Raccogliere, se possibile, le prime urine del mattino.

Prima della raccolta lavare i genitali esterni con abbondante acqua saponata.

Scartare il primo getto di urina e raccogliere il mitto intermedio direttamente nel contenitore sterile evitando accuratamente di contaminare il campione toccando inavvertitamente i bordi del contenitore o il tappo.

Avvitare il tappo del contenitore.

Scrivere l'ora della raccolta e gli eventuali precedenti nell'apposito spazio di questo modulo.

Consegnare all'accettazione del laboratorio entro un'ora dalla raccolta

Eventualmente è possibile conservare le urine in frigorifero per non più di 7-8 ore.

#### Urinocoltura nei lattanti

Utilizzare gli appositi sacchetti di plastica sterile adesivi.

Detergere accuratamente i genitali e la cute circostante con soluzione saponosa, sciacquare ed asciugare bene con un panno pulito.

Applicare il sacchetto adesivo facendolo aderire perfettamente alla cute.

Appena avvenuta la minzione, rimuovere il sacchetto e chiuderlo accuratamente

#### TAMPONE FARINGEO



## TARIFFARIO ANALISI

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

Data.....

Prelievo eseguito in laboratorio SI  NO

Se no, Ora del prelievo.....

Nome e Cognome .....

Eventuali precedenti.....

Terapia antibiotica SI  NO

### MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E DI TRASPORTO

Il tampone deve essere eseguito prima di iniziare la terapia antibiotica eventualmente la stessa deve essere stata sospesa da almeno 7 giorni.

Il giorno dell'esame evitare l'uso di collutori e di lavarsi i denti

Se il tampone può essere trasportato al Laboratorio entro 2 ore, non è necessario alcun terreno di trasporto; altrimenti terreni di trasporto adatti allo scopo sono il terreno di Stuart ed il terreno di Amies.

Una volta eseguita la raccolta il tampone deve essere mantenuto a temperatura ambiente indipendentemente dall'utilizzo di un terreno di trasporto.

### SPERMICOLTURA E SPERMIOGRAMMA



## TARIFFARIO ANALISI

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

Data.....

Nome e Cognome .....

Eventuali precedenti.....

### **CORRETTA RACCOLTA DEI CAMPIONI PER RICHIESTA DI SPERMIOGRAMMA O CONTEMPORANEA DI SPERMIOGRAMMA E SPERMIOCOLTURA**

Osservare un periodo di astinenza sessuale da un minimo di 3 giorni a un massimo di 4 giorni, in relazione alla data dell'appuntamento.

La raccolta va fatta preferibilmente al laboratorio: in caso di necessità può essere fatta a domicilio, osservando la procedura, ed evitando di esporre lo sperma a basse temperature (tenere a temperatura compresa tra 27°C e 37°C).

NB. L'esame viene eseguito presso la nostra struttura il mercoledì previa prenotazione telefonica.

### **ESPETTORATO**

Data..... Ora raccolta .....



## TARIFFARIO ANALISI

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

Nome e Cognome .....

Eventuali precedenti.....

Terapia antibiotica SI  NO

### RACCOLTA DEL CAMPIONE

La raccolta dell'escreato richiede anche la cooperazione del paziente che deve essere istruito in modo che il materiale venga ottenuto mediante colpi di tosse profonda (escreato tracheo-bronchiale) e sia espettorato direttamente in un contenitore sterile.

### MODALITÀ DI CONSERVAZIONE E DI TRASPORTO

All'arrivo in Laboratorio, il campione deve essere esaminato senza ritardo; la sua refrigerazione per 1-3 ore, quando non è possibile la coltura immediata non influisce in modo significativo sull'isolamento della maggior parte dei patogeni.

### TAMPONE OCULARE

Data.....



## TARIFFARIO ANALISI

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

Nome e Cognome .....

Prelievo eseguito in laboratorio SI  NO

Se no, Ora del prelievo.....

Eventuali precedenti.....

Terapia antibiotica SI  NO

**ISTRUZIONI TAMPONE CONGIUNTIVALE** 1. Il tampone deve essere eseguito prima di iniziare la terapia antibiotica locale e/o generale, eventualmente la stessa deve essere stata sospesa da almeno 3 giorni.  
2. Il giorno dell'esame evitare di detergere gli occhi per asportare le secrezioni presenti: tale operazione potrebbe rendere non significativi i risultati dell'esame.  
3. Il prelievo verrà eseguito dal personale sanitario del laboratorio, dal lunedì al venerdì tra le ore 7.30 le ore 9.30 o in caso di richiesta urgente del medico, il prelievo potrà essere eseguito al di fuori di tale orario.  
N.B. In caso di prelievo eseguito dal Medico Curante, il tampone dovrà essere consegnato entro 2 ore al laboratorio escluso il sabato.

## TAMPONE AURICOLARE

Data.....

Nome e Cognome .....



## TARIFFARIO ANALISI

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

Prelievo eseguito in laboratorio SI  NO

Se no, Ora del prelievo.....

Eventuali precedenti.....

Terapia antibiotica SI  NO

**ISTRUZIONI TAMPONE AURICOLARE** 1. Il tampone deve essere eseguito prima di iniziare la terapia antibiotica locale e/o generale, eventualmente la stessa deve essere stata sospesa da almeno 3 giorni.  
2. Il giorno dell'esame evitare di lavare le orecchie per asportare le secrezioni presenti: tale operazione potrebbe rendere non significativi i risultati dell'esame.  
3. Il prelievo verrà eseguito dal personale sanitario del laboratorio dal lunedì al venerdì tra le ore 7.30 e le ore 9.30. Solo in caso di richiesta urgente del medico, il prelievo potrà essere eseguito al di fuori di tale orario. N.B. In caso di prelievo eseguito dal Medico Curante, il tampone dovrà essere consegnato entro 2 ore al laboratorio escluso il sabato.

### SCOTCH TEST

Data.....

Nome e Cognome .....





## TARIFFARIO ANALISI

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

Eventuali precedenti.....

**INDICAZIONI PER I PAZIENTI** Il mattino prima dell'esame, prima di alzarsi, di lavarsi, urinare o evacuare, applicare una striscia di scotch trasparente a livello anale, facendola aderire bene, dopo aver divaricato i glutei. Rimuovere quindi la striscia e applicare la parte adesiva sul vetrino, manipolandola il meno possibile. Riporre il vetrino nel barattolo e consegnarlo al laboratorio. In caso di raccolta per più giorni consecutivi, i campioni possono essere consegnati insieme il terzo giorno.

### COLTURALE GENERICO

Data.....

Prelievo eseguito in laboratorio SI  NO

Se no, Ora del prelievo.....

VERSIONE 4.0 DEL 20/01/2014

LABORMED SRL – GmbH Via Novacella , 32 – Neustifterweg, 32 39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189 email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)



## TARIFFARIO ANALISI

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

Nome e Cognome .....

Eventuali precedenti.....

Terapia antibiotica SI  NO

### MODALITÀ DI RACCOLTA

Il campione può arrivare al Laboratorio attraverso un: tampone con relativo terreno di trasporto, materiale aspirato in siringa o catetere.

I materiali che vengono esaminati possono essere: pus da ascesso chiuso, liquido pleurico (mediante toracentesi), liquido peritoneale, secrezione di piaga cutanea, catetere venoso.

La raccolta mediante aspirazione con siringa, eliminando tutta l'aria ed i gas presenti nella siringa e nell'ago oppure mediante tampone con terreno di trasporto.

### TRASPORTO ED INOCULO

Il materiale biologico giunto in al Laboratorio viene stemperato in una provetta sterile contenente un brodo di arricchimento, in genere cuore-cervello, quindi messa ad incubare in termostato a 35°C per 24 ore.

La punta di catetere inserita in un contenitore sterile, viene introdotta in una provetta contenente brodo di arricchimento cuore-cervello, ed incubata per 24 ore in termostato a 35°C.

## COPROCOLTURA



## TARIFFARIO ANALISI

**LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)**

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

- 1- Procurarsi un barattolo pulito a bocca larga
- 2- Raccogliere le feci su una superficie pulita.
- 3- Togliere il tappo al contenitore.
- 4- Trasferire nel barattolo una quantità di feci pari a un cucchiaino.
- 5- I contenitori vanno consegnati al laboratorio entro 2 ore oppure si possono conservare in frigorifero (non in congelatore!) fino a 12 ore

### TAMPONE VAGINALE

Data.....



## TARIFFARIO ANALISI

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

Prelievo eseguito in laboratorio SI  NO

Se no, Ora del prelievo.....

Nome e Cognome .....

Eventuali precedenti.....

Terapia antibiotica SI  NO

### ISTRUZIONI

#### TAMPONE VAGINALE / TAMPONE CERVICALE

- Per l'esecuzione dell'esame sono indicate le seguenti norme: 1. Sospendere eventuali terapie locali (ovuli, candelette, creme, spray) per almeno 4 giorni prima del prelievo  
2. Evitare il bagno in vasca e ogni tipo di lavanda interna nelle 24 ore precedenti il prelievo  
3. Astenersi dai rapporti sessuali nelle 24 ore precedenti il prelievo

### PARASSITI

Data.....

Nome e Cognome .....



## TARIFFARIO ANALISI

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

Eventuali precedenti.....

Campioni multipli SI  NO

Se si, date di consegna

1) \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_

3) \_\_\_\_\_

### ISTRUZIONI

Porre in un contenitore una piccola quantità di feci con l'apposita paletta.

E' possibile conservare il campione in frigorifero per 24 ore.

In caso di richiesta di ricerca su più campioni in giorni successivi, consegnare tutti i campioni dopo avere effettuato l'ultima raccolta.

### CLEARANCE DELLA CREATININA

Data.....

Ora inizio raccolta.....



## TARIFFARIO ANALISI

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

Ora fine raccolta.....  
Nome e Cognome .....  
Quantita' di urina consegnata.....

### SENZA CONSERVANTI

- Scartare le prime urine del mattino (al risveglio) e raccogliere tutte le emissioni successive comprese le urine del mattino seguente
- Porre tutte le urine raccolte in un contenitore di plastica
- Le urine vanno conservate in luogo fresco fino al momento della consegna al laboratorio. Il contenitore utilizzato per la raccolta deve contenere tutta la raccolta delle 24 ore e consegnato al laboratorio.

### RACCOLTA URINE 24 ORE

Data \_\_\_\_\_  
Cognome e Nome \_\_\_\_\_  
Ora inizio raccolta urine \_\_\_\_\_



## TARIFFARIO ANALISI

**LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)**

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

Ora fine raccolta urine \_\_\_\_\_

Quantità di urina consegnata \_\_\_\_\_

- Scartare le prime urine del mattino (al risveglio) e raccogliere tutte le emissioni successive comprese le urine del mattino seguente.
- Porre tutte le urine raccolte in un contenitore di plastica .
- Le urine vanno conservate in luogo fresco fino al momento della consegna al laboratorio. Il contenitore utilizzato deve contenere tutta la raccolta delle 24 ore e va consegnato al laboratorio.

### SANGUE OCCULTO NELLE FECI

Data.....

Nome e Cognome .....

Eventuali precedenti.....



## TARIFFARIO ANALISI

**LABORMED SRL – GmbH Via Novacella , 32 – Neustifterweg, 32 39100 Bolzano**  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

Campioni multipli SI  NO

Se si, date di consegna

1) \_\_\_\_\_ 2) \_\_\_\_\_ 3) \_\_\_\_\_

La dieta è stata eseguita SI  NO

### ISTRUZIONI

E' opportuno, nei 2 giorni precedenti l'esame, evitare di assumere sostanze che potrebbero interferire con il test.

In particolare si consiglia di:

- non lavarsi i denti e non mangiare carne al sangue;
- non assumere alcol.

Inoltre:

- farmaci tipo aspirina, antiinfiammatori, corticosteroidi, possono causare irritazione gastrointestinale e sanguinamento;
- l'acido ascorbico (vitamina C), in quantità superiore ai 250 mg pro die, può causare falsi risultati negativi;
- farmaci contenenti ferro possono ugualmente provocare false reazioni positive.

Infine è opportuno non raccogliere campioni di feci durante il flusso mestruale, oppure in caso di emorroidi sanguinanti.

numero campioni

- poiché le emorragie da lesioni gastrointestinali possono essere intermittenti, è opportuno, anche per il sangue occulto, ripetere il test su 3 campioni fecali raccolti a giorni alterni.

### CURVA GLICEMICA DA CARICO

Data.....

Nome e Cognome .....





## TARIFFARIO ANALISI

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

**ISTRUZIONI** L'indagine prevede l'effettuazione di più prelievi di sangue, prima e dopo l'assunzione per via orale di una soluzione a base di glucosio.

### **Curva glicemica da carico con 50 gr di glucosio o MINICURVA**

Vengono effettuati 2 prelievi, uno a digiuno e uno dopo un'ora dalla somministrazione di glucosio.

Durante l'esame non è possibile allontanarsi dal laboratorio, né mangiare, né fumare.

E' possibile bere acqua.

In caso di vomito avvisare l'infermiera.

### **Curva glicemica da carico con 75 gr di glucosio**

Vengono effettuati 6 prelievi, uno a digiuno e i tre successivi rispettivamente 30', 60', 90', 120', 150' dopo la somministrazione di glucosio.

Durante l'esame non è possibile allontanarsi dal laboratorio, né mangiare, né fumare.

E' possibile bere acqua.

In caso di vomito avvisare l'infermiera.

Il numero di prelievi può essere diverso solo su richiesta del medico curante o specialista così come la quantità di glucosio da somministrare.

## MODALITA' DI RACCOLTA ESAME CITOLOGICO

L'indagine citologica urinaria viene eseguita sull'urina della seconda minzione mattutina.

L'urina viene raccolta in un contenitore sterile

L'esame viene eseguito per tre giorni consecutivi e i campioni possono essere consegnati al laboratorio l'ultimo giorno della raccolta.



## TARIFFARIO ANALISI

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

### TOSSICOLOGIA

| <b>ANALISI<br/>TOSSICOLOGIA</b>                  | <b>PROVETTA</b>                    | <b>MATERIALE<br/>BIOLOGICO</b>         | <b>GIORNI DI<br/>REFERTAZIONE</b> |
|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|
| <b>2-5 ESANDIONE</b>                             | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE INIZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | 7 GIORNI                          |
| <b>A.L.A. DEIDRASI ERITROCITARIA</b>             | TAPPO VERDE                        | SANGUE INTERO<br>EPARINATO             | 7 GIORNI                          |
| <b>A.L.A. URINARIO</b>                           | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE INIZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | LU-ME-VE                          |
| <b>A.T.A. URINARIO (T.C.A.)<br/>INIZIO TURNO</b> | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE INIZIO TURNO                     | LU-ME-VE                          |
| <b>A.T.A. URINARIO (T.C.A.)<br/>FINE TURNO</b>   | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE FINE TURNO                       | LU-ME-VE                          |

**TARIFFARIO ANALISI**

**LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)**

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

|                                       |                                    |                                       |                                   |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ACETATO DI BUTILE</b>              | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | 7 GIORNI                          |
| <b>ACETATO DI ETILE</b>               | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | 7 GIORNI                          |
| <b>ACETATO DI ISOBUTILE</b>           | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | 7 GIORNI                          |
| <b>ACETATO DI METILE</b>              | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | 7 GIORNI                          |
| <b>ACETONEMIA</b>                     | TAPPO VERDE                        | SANGUE INTERO<br>EPARINATO            | 5 GIORNI                          |
| <b>ACETONE URINARIO</b>               | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | 5 GIORNI                          |
| <b>ACIDO ACETICO URINARIO</b>         | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | 7 GIORNI                          |
| <b>ACIDO FENILGLIOSSILICO</b>         | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | 5 GIORNI                          |
| <b>ACIDO FORMICO</b>                  | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | 5 GIORNI                          |
| <b>ACIDO IPPURICO</b>                 | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | 5 GIORNI                          |
| <b>ACIDO MANDELICO<br/>FINE TURNO</b> | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE INIZIO TURNO                    | 5 GIORNI                          |
| <b>ACIDO METILIPPURICO</b>            | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | 5 GIORNI                          |
| <b>ACIDO OSSALICO</b>                 | TAPPO ROSSO CILIEGIA               | SIERO                                 | MA-VE                             |
| <b>ACIDO TRANSMUCONICO</b>            | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE INIZIO TURNO                    | 7 GIORNI                          |
| <b>ACRILONITRILE<br/>INIZIO TURNO</b> | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE INIZIO TURNO                    | 7 GIORNI                          |
| <b>ACRILONITRILE<br/>FINE TURNO</b>   | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE FINE TURNO                      | 7 GIORNI                          |
| <b>ANALISI<br/>TOSSICOLOGIA</b>       | <b>PROVETTA</b>                    | <b>MATERIALE<br/>BIOLOGICO</b>        | <b>GIORNI DI<br/>REFERTAZIONE</b> |
| <b>ALCOOL BUTILICO</b>                | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | 7 GIORNI                          |
| <b>ALCOOL BUTILICO</b>                | TAPPO VERDE                        | SANGUE INTERO<br>EPARINATO            | 7 GIORNI                          |
| <b>ALCOOL ISOBUTILICO</b>             | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | 7 GIORNI                          |
| <b>ALCOOL ISOBUTILICO</b>             | TAPPO VERDE                        | SANGUE INTERO<br>EPARINATO            | 7 GIORNI                          |
| <b>ALCOOL ISOPROPILICO</b>            | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | 7 GIORNI                          |
| <b>ALCOOL ISOPROPILICO</b>            | TAPPO VERDE                        | SANGUE INTERO<br>EPARINATO            | 7 GIORNI                          |



## TARIFFARIO ANALISI

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

|   |                                    |                                       |                                   |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ALCOOL PROPILICO</b>                       | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | 7 GIORNI                          |
| <b>ALCOOL PROPILICO</b>                       | TAPPO VERDE                        | SANGUE INTERO<br>EPARINATO            | 7 GIORNI                          |
| <b>ALLUMINIO</b>                              | TAPPO VERDE                        | PLAMSA EPARINATO                      | 7 GIORNI                          |
| <b>ALLUMINIO URINARIO<br/>INIZIO TURNO</b>    | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE INZIO TURNO                     | 7 GIORNI                          |
| <b>ALLUMINIO URINARIO<br/>FINE TURNO</b>      | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE FINE TURNO                      | 7 GIORNI                          |
| <b>ALOTANO</b>                                | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | 7 GIORNI                          |
| <b>AMMINE AROMATICHE</b>                      | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | 7 GIORNI                          |
| <b>ANTIMONIO URINARIO</b>                     | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | LUNEDI                            |
| <b>ARGENTO</b>                                | TAPPO ROSSO CILIEGIA               | SIERO                                 | 7 GIORNI                          |
| <b>ARGENTO URINARIO</b>                       | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | 7 GIORNI                          |
| <b>ARSENICO URINARIO</b>                      | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | LUNEDI                            |
| <b>BENZENE</b>                                | TAPPO VERDE                        | SANGUE INTERO<br>EPARINATO            | 7 GIORNI                          |
| <b>BENZENE URINARIO</b>                       | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | 7 GIORNI                          |
| <b>CADMIO</b>                                 | TAPPO VERDE                        | SANGUE INTERO<br>EPARINATO            | 7 GIORNI                          |
| <b>CADMIO URINARIO</b>                        | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | 7 GIORNI                          |
| <b>CARBOSSIEMOGLOBINA</b>                     | TAPPO VERDE                        | SANGUE INTERO<br>EPARINATO            | 7 GIORNI                          |
| <b>ANALISI<br/>TOSSICOLOGIA</b>               | <b>PROVETTA</b>                    | <b>MATERIALE<br/>BIOLOGICO</b>        | <b>GIORNI DI<br/>REFERTAZIONE</b> |
| <b>CICLOESANO</b>                             | TAPPO VERDE                        | SANGUE INTERO<br>EPARINATO            | 7 GIORNI                          |
| <b>CICLOESANO URINARIO<br/>INIZIO TURNO</b>   | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE INIZIO TURNO                    | 7 GIORNI                          |
| <b>CICLOESANO URINARIO<br/>FINE TURNO</b>     | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE FINE TURNO                      | 7 GIORNI                          |
| <b>CICLOESANOLO URINARIO<br/>INIZIO TURNO</b> | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE INIZIO TURNO                    | 7 GIORNI                          |
| <b>CICLOESANOLO URINARIO<br/>FINE TURNO</b>   | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE FINE TURNO                      | 7 GIORNI                          |
| <b>CLOROFORMIO</b>                            | TAPPO VERDE                        | SANGUE INTERO<br>EPARINATO            | 7 GIORNI                          |
| <b>CLOROFORMIO URINARIO</b>                   | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | 7 GIORNI                          |



## TARIFFARIO ANALISI

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

|  |  |   |                               |
|--|--|---|-------------------------------|
| <b>CLORURO DI METILENE (DICLOROMETANO)</b>   | TAPPO VERDE  | SANGUE INTERO EPARINATO   | 7 GIORNI                      |
| <b>CLORURO DI METILENE URINARIO (DICLOROMETANO)</b>  | BARATTOLO RACCOLTA URINE 120 ML                        | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO                             | 7 GIORNI                      |
| <b>COBALTO PLASMATICO</b>  | TAPPO VERDE  | PLASMA EPARINATO  | 7 GIORNI                      |
| <b>COBALTO URINARIO</b>  | BARATTOLO RACCOLTA URINE 120 ML                        | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO                             | 7 GIORNI                      |
| <b>COPROPORFIRINE URINE 24 H</b>   | CONTENITORE URINE 24 ORE ACQUISTARE PRESSO LE FARMACIE | URINE 24 ORE  | MA-GI                         |
| <b>COPROPORFIRINE URINE INIZIO/FINE TURNO</b>  | BARATTOLO RACCOLTA URINE 120 ML                        | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO                             | MA-GI                         |
| <b>CREATININA</b><br>Per la determinazione degli analiti urinari   | BARATTOLO RACCOLTA URINE 120 ML                        | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO                             | LU-MA-ME-GI-VE                |
| <b>CROMO</b>   | TAPPO ROSSO CILIEGIA                                   | SIERO   | 5 GIORNI                      |
| <b>CROMO URINARIO</b>  | BARATTOLO RACCOLTA URINE 120 ML                        | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO                             | 5 GIORNI                      |
| <b>DIETILCHETONE</b>   | BARATTOLO RACCOLTA URINE 120 ML                        | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO                             | 7 GIORNI                      |
| <b>DROGHE D'ABUSO 1 LIVELLO</b><br>(OPPIACEI, COCAINA, CANNABINOIDI, METADONE, ANFETAMINE, MDMA, BUPRENORFINA, CREATININA) | BARATTOLO RACCOLTA URINE 120 ML                        | URINE<br>10 ML ALIQUOTA A<br>20 ML ALIQUOTA B<br>20 ML ALIQUOTA C | 7 GIORNI                      |
| <b>DROGHE D'ABUSO 2 LIVELLO</b><br>(OPPIACEI, COCAINA, CANNABINOIDI, METADONE, ANFETAMINE, MDMA, BUPRENORFINA, CREATININA) | BARATTOLO RACCOLTA URINE 120 ML                        | URINE<br>10 ML ALIQUOTA A<br>20 ML ALIQUOTA B<br>20 ML ALIQUOTA C | 7 GIORNI                      |
| <b>ESANO</b>   | TAPPO VERDE  | SANGUE INTERO EPARINATO   | 7 GIORNI                      |
| <b>ESANO URINARIO</b>  | BARATTOLO RACCOLTA URINE 120 ML                        | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO                             | 7 GIORNI                      |
| <b>ANALISI TOSSICOLOGIA</b>  | <b>PROVETTA</b>  | <b>MATERIALE BIOLOGICO</b>  | <b>GIORNI DI REFERTAZIONE</b> |
| <b>ETANOLO URINARIO INIZIO/FINE TURNO</b>  | BARATTOLO RACCOLTA URINE 120 ML                        | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO                             | 7 GIORNI                      |
| <b>FENOLI URINARI</b>  | BARATTOLO RACCOLTA URINE 120 ML                        | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO                             | 7 GIORNI                      |
| <b>FERRO URINARIO</b>  | BARATTOLO RACCOLTA URINE 120 ML                        | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO                             | 7 GIORNI                      |
| <b>FLUORO URINARIO</b>   | BARATTOLO RACCOLTA URINE 120 ML                        | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO                             | 7 GIORNI                      |
| <b>IDROSSIPIRENE</b>   | BARATTOLO RACCOLTA URINE 120 ML                        | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO                             | 15 GIORNI                     |
| <b>MANGANESE</b>   | TAPPO VERDE  | PLASMA EPARINATO  | 7 GIORNI                      |
| <b>MANGANESE URINARIO</b>  | BARATTOLO RACCOLTA URINE 120 ML                        | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO                             | 7 GIORNI                      |
| <b>MERCURIO</b>  | TAPPO VERDE  | SANGUE INTERO EPARINATO   | 15 GIORNI                     |



## TARIFFARIO ANALISI

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

|   |  |                                       |                               |
|---|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| <b>MERCURIO URINARIO</b>                    | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML                           | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | LUNEDI                        |
| <b>METAEMOGLOBINA</b>                       | TAPPO LAVANDA  | SANGUE INTERO EDTA                    | 7 GIORNI                      |
| <b>METANOLO</b>                             | TAPPO VERDE  | SANGUE INTERO<br>EPARINATO            | 7 GIORNI                      |
| <b>METANOLO URINARIO</b>                    | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML                           | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | 7 GIORNI                      |
| <b>METILETILKETONE (M.E.K.) URINARIO</b>    | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML                           | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | 5 GIORNI                      |
| <b>METILETILKETONE (M.E.K.)</b>             | TAPPO VERDE  | SANGUE INTERO<br>EPARINATO            | 5 GIORNI                      |
| <b>MIBK</b>                                 | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML                           | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | 5 GIORNI                      |
| <b>MONOMETILFORMAMMIDE</b>                  | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML                           | URINE INIZIO TURNO                    | 7 GIORNI                      |
| <b>MONOMETILFORMAMMIDE (MMF) FINE TURNO</b> | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML                           | URINE FINE TURNO                      | 7 GIORNI                      |
| <b>NICKEL</b>                               | TAPPO ROSSO CILIEGIA   | SIERO                                 | 5 GIORNI                      |
| <b>NICKEL URINARIO</b>                      | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML                           | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | 5 GIORNI                      |
| <b>ORTO-CRESOLO URINARIO</b>                | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML                           | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | 7GIORNI                       |
| <b>OSSIEMOGLOBINA</b>                       | TAPPO LAVANDA  | SANGUE EDTA                           | 5 GIORNI                      |
| <b>PERCLOROETILENE URINARIO</b>             | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML                           | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | LU-GI                         |
| <b>ANALISI TOSSICOLOGIA</b>                 | <b>PROVETTA</b>  | <b>MATERIALE BIOLOGICO</b>            | <b>GIORNI DI REFERTAZIONE</b> |
| <b>PIOMBO</b>                               | TAPPO VERDE  | SANGUE INTERO<br>EPARINATO            | 7 GIORNI                      |
| <b>PIOMBO URINARIO</b>                      | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML                           | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | 7 GIORNI                      |
| <b>PIRIDINA</b>                             | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML                           | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | 7 GIORNI                      |
| <b>PORFIRINE TOTALI</b>                     | CONTENITORE URINE<br>24 ORE ACQUISTARE<br>PRESSO LE FARMACIE | URINE 24 ORE                          | 7 GIORNI                      |
| <b>RAME URINARIO</b>                        | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML                           | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | 15 GIORNI                     |
| <b>SELENIO</b>                              | TAPPO VERDE  | PLASMA EPARINATO                      | 7 GIORNI                      |
| <b>SELENIO URINARIO</b>                     | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML                           | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | 7 GIORNI                      |
| <b>STAGNO URINARIO</b>                      | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML                           | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO | 15 GIORNI                     |
| <b>STIRENE</b>                              | TAPPO VERDE  | SANGUE INTERO<br>EPARINATO            | LUNEDI                        |



## TARIFFARIO ANALISI

LABORMED SRL – GmbH Via  
Novacella , 32 – Neustifterweg, 32  
39100 Bolzano  
Tel. 0471-053271 Fax 0471-053189  
email: [info@labormed.bz.it](mailto:info@labormed.bz.it)  
sito internet: [www.labormedservizi.it](http://www.labormedservizi.it)

Verificato e approvato da: Direzione  
Redatto da: Responsabile Qualità

|   |  |   |                                   |
|---|--|---|-----------------------------------|
| <b>T.C.E.</b>                                   | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML                           | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO   | 7 GIORNI                          |
| <b>TETRAIDROFURANO<br/>INIZIO TURNO</b>         | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML                           | URINE INIZIO TURNO                      | 7 GIORNI                          |
| <b>TETRAIDROFURANO<br/>FINE TURNO</b>           | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML                           | URINE FINE TURNO                        | 7 GIORNI                          |
| <b>TIOCIANATI</b>                               | TAPPO ROSSO CILIEGIA   | SIERO                                   | 5 GIORNI                          |
| <b>TIOCIANATI URINARI</b>                       | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML                           | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO   | 5 GIORNI                          |
| <b>TOLUENE</b>                                  | TAPPO VERDE  | SANGUE INTERO<br>EPARINATO              | 5 GIORNI                          |
| <b>TOLUENE URINARIO<br/>INIZIO TURNO</b>        | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML                           | URINE INIZIO TURNO                      | 7 GIORNI                          |
| <b>TOLUENE URINARIO FINE TURNO</b>              | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML                           | URINE FINE TURNO                        | 7 GIORNI                          |
| <b>TOLUOLO URINARIO</b>                         | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML                           | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO   | 5 GIORNI                          |
| <b>UROPORFIRINE URINE 24H</b>                   | CONTENITORE URINE<br>24 ORE ACQUISTARE<br>PRESSO LE FARMACIE | URINE 24 ORE                            | 5 GIORNI                          |
| <b>UROPORFIRINE URINE INIZIO/FINE<br/>TURNO</b> | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML                           | URINE INZIO TURNO<br>URINE FINE TURNO   | 7GIORNI                           |
| <b>VANADIO URINARIO</b>                         | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML                           | URINE INZIO TURNO /<br>URINE FINE TURNO | 5 GIORNI                          |
| <b>XILENE</b>                                   | TAPPO VERDE  | SANGUE INTERO<br>EPARINATO              | LU-GI                             |
| <b>ANALISI<br/>TOSSICOLOGIA</b>                 | <b>PROVETTA</b>  | <b>MATERIALE<br/>BIOLOGICO</b>          | <b>GIORNI DI<br/>REFERTAZIONE</b> |
| <b>XILOLO</b>                                   | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML                           | URINE INZIO TURNO /<br>URINE FINE TURNO | LU-GI                             |
| <b>ZINCO</b>                                    | TAPPO ROSSO CILIEGIA   | SIERO                                   | LU-GI                             |
| <b>ZINCO URINARIO</b>                           | BARATTOLO RACCOLTA<br>URINE 120 ML                           | URINE INZIO TURNO /<br>URINE FINE TURNO | LU-GI                             |
| <b>ZINCOPROTOPORFIRINA</b>                      | TAPPO VERDE  | SANGUE INTERO<br>EPARINATO              | LU-GI                             |

**NB. I CAMPIONI DI URINA SIERO PLASMA SEPARATI SE NON INVIATI ENTRO 24 ORE VANNO  
CONGELATI -20°C I CAMPIONI DI SANGUE INTERO VANNO CONSERVATI IN FRIGO A 2-  
8°C**